




GeVUMED[®]



Kaltlichtkabel medizinisch
Lichtleitkabel & Adapter



Ihr neues

Medizin Instrument

einfach schnell und sicher online einkaufen

Inhaltsverzeichnis

Kaltlichtkabel - Medizinische Lichtleitkabel	3
Standard Kaltlichtkabel Halogen	3
Adapter für Kaltlichtkabel	4 - 7
Kaltlichtkabel für LED Lichtquellen	8 - 16



Kaltlichtkabel - Medizinische Lichtleitkabel > Standard Kaltlichtkabel Halogen



3,5/4,8 x 2300 mm Y-Standard-Kaltlichtkabel verklebt 1x Endoskop Anschluss 2x Projektor Anschluss
Art.Nr.: KL-00-21210-61-3674
315,14 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



3,5/4,8 x 2300 mm Y-Standard-Kaltlichtkabel verklebt 2x Endoskop Anschluss 1x Projektor Anschluss
Art.Nr.: KL-00-21210-60-3673
315,14 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Standard-Kaltlichtkabel 3,5 mm Faserquerschnitt - Bitte wählen Sie Ihre Länge	
Art.Nr.: KL-00-21110-60-3662	
122,56 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten	
Faserdurchmesser / L	3,5 mm / 1800 mm 3,5 mm / 2300 mm +28,64 EUR 3,5 mm / 2500 mm +38,64 EUR 3,5 mm / 3000 mm +82,76 EUR 3,5 mm / 3500 mm +123,34 EUR 3,5 mm / 4000 mm +163,93 EUR 3,5 mm / 5000 mm +245,10 EUR



Standard-Kaltlichtkabel 4,9 mm Faserquerschnitt - Bitte wählen Sie Ihre Länge	
Art.Nr.: KL-00-21210-66-3667	
194,18 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten	
Faserdurchmesser / L	4,9 mm / 1800 mm 4,9 mm / 2300 mm +57,30 EUR 4,9 mm / 2500 mm +90,72 EUR 4,9 mm / 3000 mm +122,55 EUR 4,9 mm / 3500 mm +167,05 EUR 4,9 mm / 4000 mm +211,68 EUR 4,9 mm / 5000 mm +299,22 EUR

Kaltlichtkabel - Medizinische Lichtleitkabel > Adapter für Kaltlichtkabel



Endoskopseite - Adapter für Olympus SONDERMODELL
Art.Nr.: KL-00-21010-95-3691
33,42 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Endoskopseite - Adapter für RFQ Storz Aesculap
Art.Nr.: KL-00-21010-71-3687
15,76 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Endoskopseite - Adapter für Schott Zeiss Kolposkop
Art.Nr.: KL-00-21013-09-3690
23,72 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Endoskopseite - Adapter für Stryker Stirnlampe
Art.Nr.: KL-00-21013-74-3692
22,28 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Endoskopseite - Adapter für Wolf HSW Dyonics Clip
Art.Nr.: KL-00-21010-74-3689
38,04 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Kaltlichtkabel - Medizinische Lichtleitkabel > Adapter für Kaltlichtkabel



Endoskopseite - Adapter für Wolf HSW Dyonics Schnapp
Art.Nr.: KL-00-21010-76-3688
23,72 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Projektorseite - Adapter für Fuji
Art.Nr.: KL-00-21119-62-3684
22,28 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Projektorseite - Adapter für Heine Optotechnik
Art.Nr.: KL-00-21113-03-3679
18,30 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Projektorseite - Adapter für Olympus SONDERMODELL
Art.Nr.: KL-00-21116-63-3682
51,41 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Projektorseite - Adapter für Olympus Standard
Art.Nr.: KL-00-21116-62-3683
31,04 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Kaltlichtkabel - Medizinische Lichtleitkabel > Adapter für Kaltlichtkabel



Projektorseite - Adapter für Pentax
Art.Nr.: KL-00-21119-65-3685
23,87 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Projektorseite - Adapter für RFQ Storz Aesculap
Art.Nr.: KL-00-21110-70-3676
15,12 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Projektorseite - Adapter für Schott Zeiss Kolposkop
Art.Nr.: KL-00-21113-06-3680
19,10 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Projektorseite - Adapter für Winter & Ibe
Art.Nr.: KL-00-21110-72-3677
19,10 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



Projektorseite - Adapter für Wolf HSW Dyonics
Art.Nr.: KL-00-21110-74-3678
15,12 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Kaltlichtkabel - Medizinische Lichtleitkabel > Adapter für Kaltlichtkabel



<i>Projektorseite - Adapter für Zeiss OP Microscop</i>
Art.Nr.: KL-00-21113-07-3681
20,69 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



<i>Endoskopseite - Adapter für ACM British Stryker</i>
Art.Nr.: KL-00-21010-67-3686
23,08 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



<i>Ersatz Adapter universal für Mammoplastik Wundhaken mit Lichtleiter</i>
Art.Nr.: GeVuMED-WM0010
44,00 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



<i>Projektorseite - Adapter für ACM British Stryker</i>
Art.Nr.: KL-00-21110-66-3675
19,10 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Kaltlichtkabel - Medizinische Lichtleitkabel > Kaltlichtkabel für LED Lichtquellen



1,4/1,6 x 1800 mm Hochleistungs-Kaltlichtkabel LED
Art.Nr.: KL-00-23130-30-3621
198,48 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



1,4/1,6 x 2000 mm Hochleistungs-Kaltlichtkabel LED
Art.Nr.: KL-00-23130-35-3622
220,28 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



1,4/1,6 x 2300 mm Hochleistungs-Kaltlichtkabel LED
Art.Nr.: KL-00-23130-40-3623
228,40 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



1,4/1,6 x 2500 mm Hochleistungs-Kaltlichtkabel LED
Art.Nr.: KL-00-23130-45-3624
246,70 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



1,4/1,6 x 2700 mm Hochleistungs-Kaltlichtkabel LED
Art.Nr.: KL-00-23130-48-3625
266,44 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Kaltlichtkabel - Medizinische Lichtleitkabel > Kaltlichtkabel für LED Lichtquellen



1,4/1,6 x 3000 mm Hochleistungs-Kaltlichtkabel LED
Art.Nr.: KL-00-23130-50-3626
297,47 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



1,4/1,6 x 3500 mm Hochleistungs-Kaltlichtkabel LED
Art.Nr.: KL-00-23130-55-3627
347,13 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



1,4/1,6 x 4000 mm Hochleistungs-Kaltlichtkabel LED
Art.Nr.: KL-00-23130-60-3628
396,79 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



1,4/1,6 x 5000 mm Hochleistungs-Kaltlichtkabel LED
Art.Nr.: KL-00-23130-70-3629
495,95 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



2,2/2,5 x 1800 mm Hochleistungs-Kaltlichtkabel LED
Art.Nr.: KL-00-23430-30-3630
198,48 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Kaltlichtkabel - Medizinische Lichtleitkabel > Kaltlichtkabel für LED Lichtquellen



2,2/2,5 x 2000 mm Hochleistungs-Kaltlichtkabel LED
Art.Nr.: KL-00-23430-35-3631
220,60 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



2,2/2,5 x 2300 mm Hochleistungs-Kaltlichtkabel LED
Art.Nr.: KL-00-23430-40-3632
228,40 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



2,2/2,5 x 2500 mm Hochleistungs-Kaltlichtkabel LED
Art.Nr.: KL-00-23430-45-3633
246,70 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



2,2/2,5 x 2700 mm Hochleistungs-Kaltlichtkabel LED
Art.Nr.: KL-00-23430-48-3634
266,44 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



2,2/2,5 x 3000 mm Hochleistungs-Kaltlichtkabel LED
Art.Nr.: KL-00-23430-50-3635
297,47 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Kaltlichtkabel - Medizinische Lichtleitkabel > Kaltlichtkabel für LED Lichtquellen



2,2/2,5 x 3500 mm Hochleistungs-Kaltlichtkabel LED
Art.Nr.: KL-00-23430-55-3636
347,13 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



2,2/2,5 x 4000 mm Hochleistungs-Kaltlichtkabel LED
Art.Nr.: KL-00-23430-60-3637
396,79 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



2,2/2,5 x 5000 mm Hochleistungs-Kaltlichtkabel LED
Art.Nr.: KL-00-23430-70-3638
495,95 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



3,2/3,5 x 1800 mm Hochleistungs-Kaltlichtkabel LED
Art.Nr.: KL-00-23330-30-3639
198,48 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



3,2/3,5 x 2000 mm Hochleistungs-Kaltlichtkabel LED
Art.Nr.: KL-00-23330-35-3640
220,60 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Kaltlichtkabel - Medizinische Lichtleitkabel > Kaltlichtkabel für LED Lichtquellen



3,2/3,5 x 2300 mm Hochleistungs-Kaltlichtkabel LED
Art.Nr.: KL-00-23330-40-3641
228,40 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



3,2/3,5 x 2500 mm Hochleistungs-Kaltlichtkabel LED
Art.Nr.: KL-00-23330-45-3642
246,70 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



3,2/3,5 x 2700 mm Hochleistungs-Kaltlichtkabel LED
Art.Nr.: KL-00-23330-48-3643
266,44 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



3,2/3,5 x 3000 mm Hochleistungs-Kaltlichtkabel LED
Art.Nr.: KL-00-23330-50-3644
297,47 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



3,2/3,5 x 3500 mm Hochleistungs-Kaltlichtkabel LED
Art.Nr.: KL-00-23330-55-3645
347,13 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Kaltlichtkabel - Medizinische Lichtleitkabel > Kaltlichtkabel für LED Lichtquellen



3,2/3,5 x 4000 mm Hochleistungs-Kaltlichtkabel LED
Art.Nr.: KL-00-23330-60-3646
396,79 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



3,2/3,5 x 5000 mm Hochleistungs-Kaltlichtkabel LED
Art.Nr.: KL-00-23330-70-3647
495,95 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



4,5/4,8 x 1000 mm Hochleistungs-Kaltlichtkabel LED
Art.Nr.: KL-00-23230-10-3648
211,37 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



4,5/4,8 x 1200 mm Hochleistungs-Kaltlichtkabel LED
Art.Nr.: KL-00-23230-15-3649
214,39 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



4,5/4,8 x 1300 mm Hochleistungs-Kaltlichtkabel LED
Art.Nr.: KL-00-23230-20-3650
231,26 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Kaltlichtkabel - Medizinische Lichtleitkabel > Kaltlichtkabel für LED Lichtquellen



4,5/4,8 x 1800 mm Hochleistungs-Kaltlichtkabel LED
Art.Nr.: KL-00-23230-30-3651
272,80 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



4,5/4,8 x 2300 mm Hochleistungs-Kaltlichtkabel LED
Art.Nr.: KL-00-23230-40-3652
313,23 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



4,5/4,8 x 2500 mm Hochleistungs-Kaltlichtkabel LED
Art.Nr.: KL-00-23230-45-3653
340,61 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



4,5/4,8 x 2650 mm Hochleistungs-Kaltlichtkabel LED
Art.Nr.: KL-00-23230-47-3654
375,15 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



4,5/4,8 x 2700 mm Hochleistungs-Kaltlichtkabel LED
Art.Nr.: KL-00-23230-48-3655
375,15 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Kaltlichtkabel - Medizinische Lichtleitkabel > Kaltlichtkabel für LED Lichtquellen



4,5/4,8 x 3000 mm Hochleistungs-Kaltlichtkabel LED
Art.Nr.: KL-00-23230-50-3656
408,41 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



4,5/4,8 x 3300 mm Hochleistungs-Kaltlichtkabel LED
Art.Nr.: KL-00-23230-53-3657
449,16 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



4,5/4,8 x 3500 mm Hochleistungs-Kaltlichtkabel LED
Art.Nr.: KL-00-23230-55-3658
476,37 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



4,5/4,8 x 4000 mm Hochleistungs-Kaltlichtkabel LED
Art.Nr.: KL-00-23230-60-3659
544,18 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten



4,5/4,8 x 5000 mm Hochleistungs-Kaltlichtkabel LED
Art.Nr.: KL-00-23230-70-3660
681,22 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Kaltlichtkabel - Medizinische Lichtleitkabel > Kaltlichtkabel für LED Lichtquellen



exemplary picture
GeVuMED®

4,5/4,8 x 6000 mm Hochleistungs-Kaltlichtkabel LED

Art.Nr.: KL-00-23230-77-3661

813,80 EUR inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

